

# 取扱説明書


保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

# HITACHI

## 日立指圧式フットマッサージャー

## HV-3500形

一般家庭用





- お買い上げありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保存してください。

### もくじ










安全上のご注意	1～3
特 長	4
各部の名称と働き	5
使用方法	6
マッサージのしかた	7～8
仕 様	9
「故障かな?」と思ったときは	9
保証とアフターサービス	10

# 安全上のご注意




- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

## 〈絵表示の例〉



	△ 記号は、 <b>警告・注意</b> を促す内容を示す。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。	 「一般的な注意」
	⊘ 記号は、 <b>禁止</b> の行為であることを示す。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。	 「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」
	● 記号は、行為を <b>強制</b> や <b>指示</b> する内容を示す。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。	 「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

 <b>警告</b>	
	<p>次の人は必ず医師とご相談のうえで使用ください。（事故や体調不良を起こす原因）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●悪性腫瘍のある人。</li> <li>●心臓に障害のある人。</li> <li>●生理中や妊娠している人。</li> <li>●背骨に異常のある人や曲がっている人。</li> <li>●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人。</li> <li>●医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じている人。</li> <li>●安静を必要とする人。</li> <li>●熱の高い人。（38℃以上）</li> </ul>
	<p>足の裏と腰以外には絶対に使用しない。 （けが・事故の原因）</p>
	<p>交流100V以外の電源は使用しない。（日本国内専用） （火災・感電の原因）</p>
	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナーなど）の近くで使用しない。 （爆発・火災の原因）</p>
	<p>カバーが破れた状態では使用しない。 （けが・事故の原因）</p>

## ⚠ 警告

⊘	子供や自分で操作できないかたには使わせない。また子供の手の届くところに置かない。(けが・事故の原因)
	カバー、吸入口、排出口に針金などの金属物や異物、指を入れない。(感電・けがの原因)
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 (火災・感電の原因)
⊘	水につけたり、水をかけたりしない。 (ショート・感電・故障の原因)
⊘	浴室やぬれた手足で使用しない。 (ショート・感電の原因)
⌚	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。(感電・けがの原因)
	使用後は必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災・事故の原因)
⊘	改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 (火災・感電・けがの原因)




## ⚠ 注意

⊘	次のようなときは使用しない。 ●疲労が激しいとき。 ●はなはだしく酒に酔っているとき。 ●急性湿疹が生じているとき。
	強く押しつけて使用しない。 (皮膚や筋肉を痛める原因)
	本体の上に立って使用しない。また、本体の上に寝転んだり、腰掛けたりしない。 (けが・事故・故障の原因)

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

⊘	布団の中など吸込口、排出口をふさぐような使いかたはしない。 (火災の原因)
	食前・食後の30分間は使用しない。 (体調不良を起こす原因)
	マッサージ以外の目的には使用しない。 (けが・事故の原因)
	他の治療器具と同時に使用しない。 (事故・体調不良を起こす原因)
	通電したまま放置しない。 (火災の原因)
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (火災・感電・けが・故障の原因)
⊘	水のかかるところや湿気の多いところに放置しない。 (絶縁劣化による感電・火災の原因)
!	使用時間は1回15分以内にする。また、同じ部位を5分以上連続で使用しない。 (長時間の連続使用は、筋肉や神経を痛める原因)
	使用中に気分が悪くなるなど身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、 医師にご相談ください。 (症状が悪くなる原因)
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、 必ず電源プラグを持って抜く。 (感電・ショート・発火の原因)
	水平で安定した場所に置いて使用する。 (事故・故障の原因)
⚡	動かなくなったり、異常がある場合（こげ臭いなど）は、直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜く。 (火災・感電の原因)



●販売店にご相談ください。


# 特 長

1. 「指圧」感覚で足の裏を集中マッサージできます。
  - 3個の回転指圧球が回転して、足の裏を「指圧」感覚でマッサージします。
2. バイブレータ機能で足の裏全体をマッサージできます。
  - 振動板で足の裏全体をマッサージします。
  - 振動板の四方に配置された指用凸起とかかと用凸起で足の指やかかとを力強くマッサージします。
3. マッサージの強さが調節できます。
  - 「指圧」と「振動」は「強」「弱」の切り替えができます。
4. 「指圧」と「振動」が同時に「強」「弱」を繰り返す「おまかせ」機能つきです。
  - 「指圧」と「振動」が同時に「強」「弱」を繰り返してリズムカル(約5秒周期)なマッサージをします。
5. オートオフタイマー(15分)機能つきです。
  - 過度のマッサージ防止のため、約15分後に自動的に停止します。
6. 抗菌材使用の振動板採用。


## 効果・効能

- 血行をよくし、疲労を回復します。
- 筋肉の疲れをとります。
- 筋肉のコリをほぐします。
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげます。

# 各部の名称と働き



## 操作パネル






# 使用方法

## 1 本体を平らな所に置く。

### △注意

- 布団、座布団、毛の長いじゅうたんなどの上に置かない。(吸込口をふさぎ火災の原因)
- 畳やフローリングなど傷つきやすい床で使用する場合は、バスマットやバスタオルなどを本体の下に敷く。(床を傷つける原因)
- 本体を床に立てたり、壁に立てかけて使用しない。(床や壁を傷つける原因)



バスマットやバスタオルなどを敷く


## 2 電源プラグをコンセントに根元まで差し込み、電源スイッチを「入」にする。 電源ランプが点灯(緑色)します。



## 3 「指圧」、「振動」、「おまかせ」のうち、お好みのスイッチを押す。


「指圧」と「振動」は同時に使用できます。

- 「指圧」と「振動」は、初めは「弱」で動作します。体調やお好みに合わせて、切替ボタンを押して「強」「弱」を切り替えます。
- 「おまかせ」スイッチを押すと「振動」と「指圧」が同時に「強」→「弱」→「強」→「弱」を繰り返して動作します。



## 4 両足の土踏まずを左右の回転指圧球または振動板の上に乗せる。


- オートオフタイマーが働き、約15分後に自動的に停止します。



## 5 使用後は電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

### △警告

- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)
- 子供の手の届くところに置かない。(けが・事故の原因)



# マッサージのしかた

<p><b>⚠警告</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●足の裏と腰以外には絶対に使用しない。(けが・事故の原因)</li> <li>●子供には使わせない。また、子供の手の届くところには置かない。(けが・事故の原因)</li> <li>●カバーが破れた状態では使用しない。(けが・事故の原因)</li> <li>●浴室やぬれた手足で使用しない。(感電・故障の原因)</li> </ul>
<p><b>⚠注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用時間は1回15分以内にする。また、同じ部位を5分以上連続で使用しない。(長時間の連続使用は、筋肉や神経を痛める原因)</li> <li>●強く押しつけて使用しない。(皮膚や筋肉を痛める原因)</li> <li>●土踏まずや腰は移動しながら全体をまんべんなくマッサージする。(同じ部位を当て続けると、皮膚や筋肉を痛める原因)</li> <li>●本体の上に立って使用しない。また、本体の上に寝転んだり、腰掛けたりしない。(けが・事故・故障の原因)</li> </ul>



## 足の裏のマッサージ

### ⚠注意

- ストッキングを着用して使用しない。(けが・ストッキングを傷つける原因)



- 椅子に座った状態や寝転んでリラックスした状態で、両足の土踏まずを回転指圧球の上に軽く乗せる。

- 慣れるまでは「弱」で使用時間を短くしてください。




バスマットや  
バスタオルなどを敷く

- 足の指やかかとを集中してマッサージしたい場合は、指用凸起、かかと用凸起の上に軽く乗せる。





- 足の内側面を回転指圧球に軽く当てるか、外側面を振動板の凸起の間に  
入れる。



## 腰のマッサージ

### △注意

- 裸では使用しない。(皮膚を痛める原因)
- 椅子の背もたれに本体を立てかけて腰を回転指圧球に軽く当てる。
  - 慣れるまでは「弱」で使用時間を短くしてください。



## オートオフタイマーについて


- このタイマーは、過度のマッサージ防止のため、15分後に自動的に停止する働きをします。
- 使用途中でマッサージ機能を変更（例えば「指圧」←→「振動」）した場合も、合計時間が15分で自動的に停止します。  
ただし、使用途中で一度スイッチを切ると、オートオフタイマーも解除されますので、再度スイッチを入れたときからオートオフタイマーもスタートします。

## 保存場所

- 使用後はその都度、ベッドの下や押し入れなどに収納します。

### △警告

- 本器を使用した場所に放置しない。  
(本器につまずいたり、子供が乗って遊んだりして事故・けがの原因)



# 仕 様

電 源	AC100V(50-60Hz共用)
消費電力	16W
定格時間	15分
指圧球の回転数	強：約30rpm      弱：約24rpm
指圧球の回転方向	右：時計回り      左：反時計回り
振動板の振動数	強：約3,100cpm    弱：約2,700cpm
タイマー	15分オートオフタイマー内蔵
電源コードの長さ	約2.5m
外形寸法	(約) 幅32.5×奥行42×高さ23 (cm)
質 量	約4kg

※デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 「故障かな？」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点 検	処 置
<ul style="list-style-type: none"> <li>●動かない。</li> <li>●動いたり、動かなかったりする。</li> </ul>	●電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。	●電源プラグを根元まで差し込んでください。それでも具合が悪い場合は、電源コードが内部断線していることが考えられますので、使用を中止してください。
	●電源スイッチが「入」になっていますか。	●電源スイッチを押して電源ランプが点灯（緑色）していることを確認してください。
	●「おまかせ」・「指圧」・「振動」のいずれかのスイッチが「入」になっていますか。	●「おまかせ」・「指圧」・「振動」のいずれかのスイッチを押してください。
	●振動や回転が止まるほど強く押しつけていませんか。本器は強く押しつけて使用すると、停止する保護装置を内蔵しています。	●「おまかせ」・「指圧」・「振動」のいずれかのスイッチを押してください。
●「指圧」または「振動」の片方だけが動く。	●「指圧」または「振動」の強弱ランプが点灯していますか。	●「指圧」または「振動」スイッチを押して、強弱ランプが点灯（赤色）していることを確認してください。
●「指圧」または「振動」の刺激が弱い。	●強弱ランプが「弱」で点灯（赤色）していませんか。	●切替ボタンを押して「強」に切り替えてください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス

(必ずお読みください。)

## 保証書（一体）

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

9ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このフットマッサージャーの補修用性能部品を、製造打切後最低6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## 愛情点検



こんな症状はありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。



お願い

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680  
電話 (0947) 22-0585

# 日立指圧式フットマッサージャー保証書

持込修理

形 名	HV-3500			保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成      年      月      日				
※お客様	お名前	様			
	ご住所	〒 電話 (      )			
※販売店	住 所 店 名	〒 電話 (      )			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。  
保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 業務用など家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。      Effective only in Japan.

修理メモ

-----

-----

-----



株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111